

Enlighten Evolution Whitening

ENLIGHTEN®

Wittere tanden wil iedereen! Het is een makkelijke oplossing om er beter uit te zien. Of dat nu een stralende witte lach is op uw huwelijksdag of om uw zakenrelaties tijdens een meeting te overtuigen.

Wittere tanden krijgt u eenvoudig én veilig met Evolution 3 van Enlighten!

Meer weten?

Voor meer informatie over het bleken van uw tanden met Evolution 3 van Enlighten kunt u contact opnemen met uw tandarts.



PrevDent
dedicated to dental innovations

Evolution 3 powered by PrevDent
info@prevdent.eu - www.prevdent.eu



Antwoord op uw vragen

Het verschil is het resultaat!

Volg de instructies van uw tandarts en uw tanden worden witter dan ooit met Enlighten Whitening.



Hoe werkt het

Evolution 3 van Enlighten verhoogt de zuurstofdoorlaatbaarheid van de tanden, waardoor kleurmoleculen worden afgebroken. Evolution 3 is een gecombineerde tanden bleekbehandeling. Dit houdt in dat een thuis-behandeling van 2 weken wordt gevolgd door een behandeling bij de tandarts van 40 minuten.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt 2 weken. U krijgt van uw tandarts Whitening Trays (bitjes) mee, die u gedurende 14 nachten aaneen gesloten dient te dragen. Op de 15e dag heeft u een afspraak bij de tandarts voor de 2e afsluitende behandeling die 40 minuten duurt. U dient uw bitjes mee te nemen!

Hoe wit worden mijn tanden?

Uw tanden kunnen tot 16 tinten witter worden. De resultaten variëren, maar bij een juiste toepassing worden alle natuurlijke tanden spectaculair veel witter. Ook worden mooie resultaten geboekt bij moeilijke verkleuringen in het gebit w.o. tetracycline, antibiotica en medicijn verkleuringen.

Worden mijn tanden niet te wit?

Nee, natuurlijke tanden worden zelden te wit.

Bleken kronen, facings, vullingen of composiet mee?

Nee, alleen natuurlijke tanden kunnen gebleekt worden.

Brengt de behandeling pijn of ongemak met zich mee?

Om gevoeligheden aan het gebit tegen te gaan krijgt u voorhands aan de behandeling een Tooth Serum pasta mee van de tandarts, die u dagelijks tot het moment waarop de behandeling start, dient te gebruiken. Tijdens de behandeling kunnen uw tanden wat gevoeliger zijn. De tandarts geeft u eenvoudig te gebruiken pijnstillende wattenstaafjes mee. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de Tooth Serum pasta.

Hoe lang heeft de behandeling effect?

De resultaten kunnen zeer langdurig zijn. Door de trays (bitjes) om de maand 1 nacht te gebruiken behoudt het gebit ook na de behandeling het bereikte resultaat. De Tooth Serum pasta zorgt er ook voor, dat het resultaat langer gehandhaafd blijft.

Is de behandeling veilig?

De behandeling is volledig veilig. Evolution 3 van Enlighten is geautoriseerd door de tandheekunde.

Eventuele bijwerkingen

Tijdens de behandeling kan er gevoeligheid optreden aan het gebit. U heeft hiervoor pijnstillende wattenstaafjes (desensitising swabs) meegekregen van de tandarts. U dient de behandeling onmiddellijk te staken als zich hevige pijn voordoen en direct contact op te nemen met uw tandarts.

Als er bij u een bijwerking optreedt die niet is vermeld, raadpleeg dan uw arts of tandarts.

Het resultaat



Voor



En na Enlighten